

COSMO FKA 340

抗 $17\alpha, 20\beta, 21-(OH)_3$ -progesterone血清の特性
 $17\alpha, 20\beta, 21$ -trihydroxy-4-pregnen-3-one (略 20β -S)

抗原= 4 -Pregnene- $17\alpha, 20\beta, 21$ -triol-3-one-3-CMO-BSA

rabbit No.203

抗体希釈倍 20,000倍 (1バイアル中 5μ l) ただし $17\alpha, 20\beta, 21$ -
 $tri-OH$ -Progesterone-HRP (20β -S-HRP) FKA 339を2000倍で用いたとき

Steroids	Cross Reactivity
20β -S	100 %
Testosterone	1.1 %
Progesterone	1.0 %
Cortisol	0.9 %
$17\alpha, 20\alpha$ -diOH-P	0.8 %
20α -S	0.28 %
Deoxycortisol (S)	0.14 %
Deoxycorticosterone (DOC)	0.07 %
17α -OH-P	<0.01 %
$17\alpha, 20\beta$ -diOH-P	<0.01 %
Estradiol	<0.01 %