



# コスメディウム005

## ハイブリドーマ用無血清液体培地

Cat. No. COS-005

2015年01月05日作成

### 用途

本品は、抗体の大量生産に適用できるように開発されたマウスやヒトのハイブリドーマ培養用の無血清液体培地です。

### 特長

本培地は 1 週間程度培地を交換しなくても、栄養分を枯渇することなくハイブリドーマの高密度培養が可能です。

### 仕様

- 包装 : 1000mL
- 容器: 液体 (PET 角瓶)
- 保存条件 : 4°C保存 (冷暗所)

### 規格

測定項目	COS-005 規格
pH	7.1 ± 0.2 ( ガラス電極法 )
浸透圧	300 ± 20 mOsm/kg H <sub>2</sub> O ( 氷点降下法 )
無菌性	陰性 ( メンブランフィルタ法 )
マイコプラズマ	陰性 ( 否定試験 : PCR法 )
エンドトキシン	0.3 EU/mL以下 ( リムスライゼートを用いたカイネティックス法 )

コスモ・バイオ株式会社  
COSMO BIO CO., LTD.〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル  
URL : <http://www.cosmobio.co.jp/>

- 営業部 (お問い合わせ)  
TEL : (03) 5632-9610 FAX : (03) 5632-9619  
TEL : (03) 5632-9620

本製品は、研究目的にのみご使用ください。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないでください。