

CRC



COLLAGEN RESEARCH CENTER

企画：コラーゲン技術研修会
〒204 清瀬市上清戸1-10-1

- 品番 K10
品名 オタマジャクシコラーゲナーゼ
含量 10 μ l
活性 50 U/ml タイプIコラーゲン
ヒトタイプIVコラーゲン（ペプシン処理）には作用しない
純度 精製品
保存 2-8 C 6か月
文献 1) Nagai, Y., Hori, H. (1972) Biochim. Biophys. Acta, 263, 564-543
2) Gross, J., Nagai, Y. (1965) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 54, 1197-1204
3) 永井裕、堀久江、服部俊治他 (1984)
コラーゲナーゼ活性の簡易微量測定法の開発とその応用
part1 FITC-標識コラーゲンを用いたコラーゲナーゼ活性微量測定法 4, 121-130
4) 服部俊治、堀久江、永井裕他 (1996)
蛍光標識II型コラーゲンを基質に用いたコラーゲナーゼ活性測定法
結合組織 28, 27-33
- 関連製品
K11 コラーゲノキット
K12 コラーゲノキット Type II
K22 蛍光標識タイプIIコラーゲン
K24 蛍光標識タイプIVコラーゲン（ヒト）

【お問合せ】

・試薬販売店、又は、コラーゲン技術研修会(FAX. 0424-95-1990, TEL. 0424-95-1995) へ。