

<研究用>

K 6 2 コラーゲンステイン・レッド
コラーゲンの染色試薬

企画；コラーゲン技術研修会

- 1 内容；赤色染色剤溶液 pH 約 2. 0 1 0 m l × 3 本
シリウスレッド含有
- 2 用途；各種の臓器切片を染色
- 3 染色方法
 - 1) 一般的な方法
固定 (10% ホルマリン液) ⇨ パラフィン包埋 ⇨ 薄切 (厚さ約 5 μ m)
⇨ プレパラート上へ ⇨ 脱パラフィン ⇨ 染色 (室温で 1 5 分)
⇨ 蒸留水で洗浄後、顕微鏡下で観察
 - 2) 凍結切片
薄切 (厚さ 5 - 7 μ m) ⇨ プレパラート上へ ⇨ 固定 3 0 分 (10% ホルマリン /
0. 9% N a C l) ⇨ 洗浄 3 0 分 (0. 9% N a C l) ⇨ 染色 (室温で 1 時間)
- 4 保存と有効期限
遮光下 2 ~ 8 C、未開封で 1 0 ヵ月
- 5 使用上の注意
 - 1) 試薬はその都度使いきり、再使用しない
 - 2) 体や衣服に触れないように、留意して使用する。
 - 3) 目や皮膚、その他体部に触れた場合には、直ちに流水で洗い、医師などの処置を受ける
- 6 参考
本品は、世界で最初に製品化された「K 6 1 コラーゲンステインキット」の姉妹品である